

Prevenendo doença Pulmonar

COVID-19



NORMAL



com Deep Learning




Deep Learning

Redes Convolucionais

Uma **Rede Neural Convolucional** (ConvNet) é um algoritmo de **aprendizado profundo** que pode captar uma imagem de entrada e atribuir importâncias como pesos e vieses a vários aspectos e objetos da imagem e ser capaz de diferenciar umas das outras.

<https://www.aliger.com.br/blog/as-redes-neuronais-convolutivas-no-deep-learning/>



Artigos para leitura

<https://www.deeplearningbook.com.br/introducao-as-redes-neurais-convolucionais/>

<https://www.ime.unicamp.br/~jbflorindo/Teaching/2018/MT530/T10.pdf>

Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=7dsDHB6qKYI>

<https://www.youtube.com/watch?v=yN9L9mnPyBA>

<https://www.youtube.com/watch?v=DXnyuUZcAAI>

Vamos utilizar os dados da Kaggle

<https://www.kaggle.com/praveengovi/coronahack-chest-xraydataset>

Nesse caso eu fiz o upload das imagens para google driver.
Você pode fazer usando o diretório local da sua maquina.

Vamos importar as Lib necessárias

```
[ ] # Lib para modelagem de dados
import pandas as pd
# Lib para recursos de matrizes
import numpy as np
# Lib para plotagem gráfica
import matplotlib.pyplot as plt
# Lib para plotagem gráfica
import seaborn as sns
# Lib para carregar imagens pelo Matplotlib
import matplotlib.pyplot as mpimg

# Lib para trabalhar com imagens
import PIL.Image
# Lib para acessar recursos do Sistema Operacional
import os

# Lib para utilizar as funções do TensorFlow
import tensorflow as tf

# Funções para recursos do Tensor Flow
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import *
from tensorflow.keras.optimizers import Adam, SGD, RMSprop
from tensorflow.keras.applications import DenseNet121, VGG19, ResNet50

# Lib para verificar o progresso do Loop
from tqdm import tqdm

# Funções para extrair os recursos de escala de cores
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator, img_to_array

# Função para carregar imagem pelo Keras
from tensorflow.keras.preprocessing import image as Image_
```

Vou conectar no meu Driver para pegar as imagens

```
[ ] # Função para conectar no driver
from google.colab import drive
# Fazendo a conexão com o google driver
drive.mount('/content/arquivos_driver')

Drive already mounted at /content/arquivos_driver; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/arquivos_driver", force_remount=True)
```

Lendo a base de dados

```
[ ] # Lendo a base de dados de treino
Base_Dados = pd.read_csv('/content/arquivos_driver/MyDrive/Dados_Modelo/Chest_xray_Corona_Metadata.csv')

# Verificando as primeiras linhas
Base_Dados.head()
```

	Unnamed: 0	X_ray_image_name	Label	Dataset_type	Label_2_Virus_category	Label_1_Virus_category
0	0	IM-0128-0001.jpeg	Normal	TRAIN	NaN	NaN
1	1	IM-0127-0001.jpeg	Normal	TRAIN	NaN	NaN
2	2	IM-0125-0001.jpeg	Normal	TRAIN	NaN	NaN
3	3	IM-0122-0001.jpeg	Normal	TRAIN	NaN	NaN
4	4	IM-0119-0001.jpeg	Normal	TRAIN	NaN	NaN


```
[ ] # Verificando a Dimensão
Base_Dados.shape
```

(5910, 6)

```
[ ] # Verificando se há um valor nulo na base de dados
# Caso exista haverá linhas no gráfico

# Definindo o Tamanho da Imagem
plt.figure( figsize=(8,6) )

# Plotando o Gráfico
sns.heatmap( Base_Dados.isnull(), cmap="YlGnBu", cbar=True );
```



Vamos analisar as classes

```
[ ] # Analisando as Colunas com a Classificação da Doença

# 1 Categoria Viral
print( Base_Dados['Label_1_Virus_category'].value_counts(), '\n' )

# 2 Categoria Viral
print( Base_Dados['Label_2_Virus_category'].value_counts(), '\n' )

bacteria          2777
Virus             1555
Stress-Smoking      2
Name: Label_1_Virus_category, dtype: int64

COVID-19          58
Streptococcus      5
SARS               4
ARDS              2
Name: Label_2_Virus_category, dtype: int64
```

Existe uma amostra **muito pequena de casos de Covid.**

Assim vamos prever apenas **se existe ou não doença pulmonar.**

```
[ ] # Preenchendo os valores em branco que são casos sem doença
# Mostrar incluir um "-" no lugar dos valores em branco
Base_Dados.fillna('-', inplace=True)

# Calcuando se há campos vazio novamente
Base_Dados.isnull().sum()

Unnamed: 0          0
X_ray_image_name    0
Label              0
Dataset_type        0
Label_2_Virus_category  0
Label_1_Virus_category  0
dtype: int64
```

Vamos gerar a classe que queremos prever

```
[ ] # Vamos separar as classes que vamos prever

# Criando a função
def Classe(row):

    # Filtrando a Linha
    Linha = row

    # Casos sem Doença
    if Linha == '-':
        return 0
    # Casos com Doença Pulmonar
    else:
        return 1

# Aplicando a Função
Base_Dados['Classe'] = Base_Dados['Label_1_Virus_category'].apply( Classe )

# Verificando as Classes que vamos prever
Base_Dados['Classe'].value_counts()

1      4334
0      1576
Name: Classe, dtype: int64
```

Selecionando os dados de treino e teste

```
[ ] # Separando os Dados de Treino e Teste

# Definindo a Base de Treino
Base_Treino = Base_Dados[Base_Dados['Dataset_type'] == 'TRAIN'].sample(100)

# Definindo a Base de Teste
Base_Testes = Base_Dados[Base_Dados['Dataset_type'] == 'TEST'].sample(20)

# Verificando o tamanho dos dados de treino e teste
print('Base de Treino:', Base_Treino.shape , '\n')
print('Base de Teste:', Base_Testes.shape , '\n')

Base de Treino: (100, 7)

Base de Teste: (20, 7)
```

Atenção

Para esse case tive que selecionar **apenas uma amostra** das imagens devido o Colab **interromper o processo** devido o uso de memória.

Ideal desse case é fazer na sua própria maquina para pode processar toda essa massa de dados.

O **treinamento da rede neural** estava demorando **+ de 30 minutos** e fora o tempo para extrair todas as escalas de RGB da imagem.


Vamos usar uma amostra nosso do nosso case

```
[ ] # Plotando a divisão das classes
```

```
# Definindo o Tamanho da Figura
plt.figure( figsize=(8,5) )
```

```
# Plotando o Gráfico
sns.countplot(Base_Treino['Label_1_Virus_category']);
```

/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variable as a keyword arg: x. From version 0. FutureWarning



Definindo o caminho das imagens de teste e treino

```
[ ] # Definindo o caminho das imagens
```

```
Imagens_Testes = '/content/arquivos_driver/MyDrive/Dados_Modelo/Coronahack-Chest-XRay-Dataset/Coronahack-Chest-XRay-Dataset/test'
Imagens_Treino = '/content/arquivos_driver/MyDrive/Dados_Modelo/Coronahack-Chest-XRay-Dataset/Coronahack-Chest-XRay-Dataset/train'
```

```
# Selecionando uma amostra de Imagens
```

```
# Vamos utilizar o OS.Walk
```

```
# Função OS.Walk gera os nomes dos arquivos em uma árvore de diretórios percorrendo  
# a árvore de cima para baixo ou de baixo para cima.
```

```
# Vamos incluir essa função da OS em uma lista e selecionar apenas algumas imagens
```

```
# Vamos Selecionar apenas 10 Imagens
```

```
Amostra_Imagens = list(os.walk(Imagens_Testes))[0][2][:10]
```

```
# Formatar o caminho da imagem
```

```
# Vamos usar uma função para formatar o caminho da imagem para ser passada na PIL
```

```
Amostra_Imagens = list(map(lambda x: os.path.join(Imagens_Testes, x), Amostra_Imagens))
```

Plotando algumas imagens

```
[ ] # Plotar algumas imagens da Base de Dados

# Definindo o tamanho da Imagem
plt.figure(figsize = (10,10))


# Loop para plotar as imagens
for iterator, Caminho_Imagem in enumerate(Amostra_Imagens):

    # Carregando a Imagem usando a Lib PIL
    Imagem = PIL.Image.open(Caminho_Imagem)

    # Definindo a Grade dos Gráficos
    plt.subplot(5, 2, iterator+1)

    # Plotando a Imagem dentro de um gráfico
    plt.imshow(Imagem, cmap=plt.cm.bone)

# Função para ajustar a grade
plt.tight_layout()
```



Verificando imagens com covid

```
[ ] # Extraindo informações das imagens com COVID

# Definindo a estrutura da Grade dos gráficos
fig, ax = plt.subplots(4, 2, figsize=(15, 10))

# Filtrando apenas os Casos de Covid
# Pegando a Coluna dos dados de raio-x
Casos_Covid = Base_Dados[Base_Dados['Label_2_Virus_category']=='COVID-19']['X_ray_image_name'].values

# Filtrando apenas alguns casos
Amostra_Casos_Covid = Casos_Covid[:4]

# Ajustando o caminho para passar as imagens para a Lib PIL
Amostra_Casos_Covid = list(map(lambda x: os.path.join(Imagens_Treino, x), Amostra_Casos_Covid))

# Loop para plotar as imagens e o gráfico
for Linha, Caminho in enumerate(Amostra_Casos_Covid):

    # Carregando a Imagem no gráfico
    Imagem = plt.imread(Caminho)

    # Plotando a Imagem no gráfico
    ax[Linha, 0].imshow(Imagem, cmap=plt.cm.bone)


    # Plotando o histograma da imagem
    # Função 'ravel' irá retornar uma lista com os valores tonal da Imagem
    # Em outras palavras será extraindo as escalas de cor da imagem
    ax[Linha, 1].hist(Imagem.ravel(), 256, [0,256])

    # Desligando as escalas de valores do gráfico da imagem
    ax[Linha, 0].axis('off')

    # Condição para o primeiro loop
    # Inserindo os títulos nas grades
    if Linha == 0:
        ax[Linha, 0].set_title('Imagens de Covid')
        ax[Linha, 1].set_title('Histograma')

# Adicionando o Título
fig.suptitle('Categoria 2ª = COVID-19', size=16);
```

Categoria 2ª = COVID-19



Verificando imagens sem covid

```
[ ] # Extraindo informações das imagens sem COVID

# Definindo a estrutura da Grade dos gráficos
fig, ax = plt.subplots(4, 2, figsize=(15, 10))

# Filtrando apenas os Casos sem COVID
# Pegando a Coluna dos dados de raio-x
Sem_Covid = Base_Treino[Base_Treino['Label']=='Normal']['X_ray_image_name'].values

# Filtrando apenas alguns casos
Amostra_Sem_Covid = Sem_Covid[:4]

# Ajustando o caminho para passar as imagens para a Lib PIL
Amostra_Sem_Covid = list(map(lambda x: os.path.join(Imagens_Treino, x), Amostra_Sem_Covid))

# Loop para plotar as imagens e o gráfico
for Linha, Caminho in enumerate(Amostra_Sem_Covid):

    # Carregando a Imagem no gráfico
    Imagem = plt.imread(Caminho)

    # Plotando a Imagem no gráfico
    ax[Linha, 0].imshow(Imagem, cmap=plt.cm.bone)


    # Plotando o histograma da imagem
    # Função 'ravel' irá retornar uma lista com os valores tonal da Imagem
    # Em outras palavras será extraindo as escalas de cor da imagem
    ax[Linha, 1].hist(Imagem.ravel(), 256, [0,256])

    # Desligando as escalas de valores do gráfico da imagem
    ax[Linha, 0].axis('off')

    # Desligando as escalas de valores do gráfico da imagem
    ax[Linha, 1].axis('off')

    # Condição para o primeiro loop
    # Inserindo os títulos nas grades
    if Linha == 0:
        ax[Linha, 0].set_title('Imagens Sem Covid')
        ax[Linha, 1].set_title('Histograma')

# Adicionando o Título
fig.suptitle('Casos Sem Covid', size=16);
```



Vamos preparar os dados para o modelo

```
[ ] # Criar a Função para ajustar a imagem
Função_Pre_Processamento_Imagem = ImageDataGenerator(
    # 1º Cisamento da Imagem
    # 'Cisalhamento' significa que a imagem será distorcida ao longo de um eixo,
    # principalmente para criar ou retificar os ângulos de percepção.
    # Geralmente é usado para aumentar imagens para que os computadores,
    # possam ver como os humanos veem as coisas de diferentes ângulos.
    shear_range=0.2,

    # Aumentar o zoom na imagem
    zoom_range=0.2,
)

[ ] # Função para ler Imagem e converter a imagem em um array com as escalas de cores
def Ler_Imagem(Arquivo, Tamanho, Local):

    # Carregar a imagem
    Imagem = Image_.load_img(os.path.join(Local, Arquivo), target_size=Tamanho)

    # Converter a Imagem em Array
    Imagem = img_to_array(Imagem) / 255

    # Retornar a Imagem
    return Imagem

Covid_Aumentada = []

# Função para aumentar a imagem
def Aumentando(Nome):

    # Carregando a imagem com a função 'Ler_Imagem'
    Image = Ler_Imagem(Nome, (255,255), Imagens_Treino)

    # Variavel de apoio para o Loop
    Loop = 0

    # Lopp para modificar as imagens
    # Vamos utilizar o 'tqdm' para ver o processo
    # Chamando a função Pre-Processamento da imagem
    # Chamando o metodo 'Flow' da Função --> vamos extrair os valores RGB da imagem
    for batch in tqdm(Função_Pre_Processamento_Imagem.flow(tf.expand_dims(Image, 0), batch_size=30)):

        # Salvando os valores das escalas da Imagem
        # Retirando as dimensões do tensor com o 'squeeze'
        Covid_Aumentada.append(tf.squeeze(batch).numpy())

    # Vamos freiar o Loop no 20
    if Loop == 20:
        break
    Loop = Loop + 1

# Aplicando a Função
Base_Treino['X_ray_image_name'].apply(Aumentando)
```

20it [00:00, 61.66it/s]
20it [00:00, 61.44it/s]
20it [00:00, 60.62it/s]
20it [00:00, 58.84it/s]
20it [00:00, 59.63it/s]
20it [00:00, 23.64it/s]
20it [00:00, 62.61it/s]
20it [00:00, 58.95it/s]
20it [00:00, 60.88it/s]
20it [00:00, 59.48it/s]
20it [00:00, 60.73it/s]
20it [00:00, 59.00it/s]
20it [00:00, 57.73it/s]
20it [00:00, 62.48it/s]
20it [00:00, 58.29it/s]
20it [00:00, 59.36it/s]
20it [00:00, 58.44it/s]
20it [00:00, 62.75it/s]
20it [00:00, 60.12it/s]
20it [00:00, 62.58it/s]
20it [00:00, 62.63it/s]
20it [00:00, 59.72it/s]
20it [00:00, 61.94it/s]
20it [00:00, 57.80it/s]
20it [00:00, 60.41it/s]
20it [00:00, 61.93it/s]
20it [00:00, 61.08it/s]
20it [00:00, 61.43it/s]
20it [00:00, 59.58it/s]
20it [00:00, 60.05it/s]

Preparando os dados para o modelo

```
[ ] # Vamos extrair os dados de escalas da imagens

# Parte do treino
# Lista para salvar os valores
Lista_Treino = []

# Aplicando a função para ler as imagens e extrair os dados
Base_Treino['X_ray_image_name'].apply(lambda x: Lista_Treino.append(Ler_Imagem(x, (255,255), Imagens_Treino)))

# Parte de Teste
Lista_Testes = []

# Aplicando a função para ler as imagens e extrair os dados
Base_Testes['X_ray_image_name'].apply(lambda x: Lista_Testes.append(Ler_Imagem(x, (255,255), Imagens_Testes)))

# ----- Essa função demora aproximadamente 10 Minutos para rodar ----- #

5573      None
5627      None
5893      None
5378      None
5330      None
5732      None
5658      None
5791      None
5618      None
5507      None
5531      None
5364      None
5509      None
5339      None
5862      None
5551      None
5764      None
----      ..
```

```
[ ] # Juntando os rotulos de treinamento com os rotulo das imagens aumentada
Treinamento_Y = np.concatenate((
    np.int64(Base_Treino['Classe'].values),
    np.ones(len(Covid_Aumentada), dtype=np.int64)))
```

Dividindo os tensores

```
[ ] # Ajustando os dados para tensores
Tensor_Treino = tf.convert_to_tensor(np.concatenate((np.array(Lista_Treino), np.array(Covid_Aumentada))))
Tensor_Testes = tf.convert_to_tensor(np.array(Lista_Testes))
Tensor_Treino_Y = tf.convert_to_tensor( Treinamento_Y )
Tensor_Testes_Y = tf.convert_to_tensor(Base_Testes['Classe'].values)
```

```
[ ] # Verificando se todos os tensores estão na mesma dimensão
print(len( Tensor_Treino ))
print(len( Tensor_Testes ))
print(len( Tensor_Treino_Y ))
print(len( Tensor_Testes_Y ))
```

2200
20
2200
20

```
[ ] # Definindo os dados de Treino e Teste
Dados_Treino = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((Tensor_Treino, Tensor_Treino_Y))
Dados_Testes = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((Tensor_Testes, Tensor_Testes_Y))
```

Construção do modelo

```
[ ] # Batches para embalar os dados
Quantidade_Batches = 4
Buffer = 1000

Batches_Treino = Dados_Treino.shuffle(Buffer).batch(Quantidade_Batches)
Batches_Testes = Dados_Testes.batch(Quantidade_Batches)
```

```
[ ] # Definir a dimensão das imagens
Dimensao_Imagens = (255,255,3)

# Vamos utilizar um rede neural pré treinada
Base_Modelo = tf.keras.applications.ResNet50(
    input_shape= Dimensao_Imagens,
    include_top=False,
    weights='imagenet')

# Definindo como falso para não bagunçar os pesos do modelo pré-treinado
Base_Modelo.trainable = False
```

Criando a rede convolucional

```
[ ] # Definindo os Ajustes da Rede Neural para treinar o modelo

# Essa função é uma pilha linear de camadas
Modelo = Sequential()

# Atribuindo a rede pré treinada
Modelo.add(Base_Modelo)

# Adicionando camada Global
# AveragePooling2D aplica o agrupamento médio nas dimensões espaciais até que cada dimensão espacial seja uma,
# e deixa as outras dimensões inalteradas.
Modelo.add( GlobalAveragePooling2D() )

# Adicionando as camadas na rede neural
Modelo.add(Dense(128))

# Adicionando a tecnica 'Dropout'
# Dropout é uma técnica em que neurônios selecionados aleatoriamente são ignorados durante o treinamento.
# Eles são “descartados” aleatoriamente.
# Isso significa que sua contribuição para a ativação dos neurônios a jusante é temporariamente removida na passagem para _
# frente e quaisquer atualizações de peso não são aplicadas ao neurônio na passagem para trás.
Modelo.add( Dropout(0.2) )

# Adicionando tipo de ativação da rede neural
Modelo.add(Dense(1, activation = 'sigmoid'))

[ ] # Função para parar o treinamento caso a rede não esteja aprendendo mais nada
Funcao_Parada = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=2)

# Vamos definir outros parametros da rede.
Modelo.compile(optimizer='adam',
               loss = 'binary_crossentropy',
               metrics=['accuracy'])

[ ] # Treinamento do Modelo

# ----- Esse processo vai demorar _-'

# Função do Modelo
Modelo.fit(
    # Dados de Treino
    Batches_Treino,
    # Definindo as Epocas [ Ajustes de Pessoas ]
    epochs=10,
    # Dados de Teste
    validation_data=Batches_Teste,
    # Chamando a função Parada
    callbacks=[Funcao_Parada])

Epoch 1/10
550/550 [=====] - 521s 946ms/step - loss: 0.0918 - accuracy: 0.9891 - val_loss: 1.6376 - val_accuracy: 0.7000
Epoch 2/10
550/550 [=====] - 534s 970ms/step - loss: 0.0750 - accuracy: 0.9891 - val_loss: 1.3749 - val_accuracy: 0.7000
Epoch 3/10
550/550 [=====] - 542s 985ms/step - loss: 0.0769 - accuracy: 0.9868 - val_loss: 2.0329 - val_accuracy: 0.7000
Epoch 4/10
550/550 [=====] - 546s 992ms/step - loss: 0.0701 - accuracy: 0.9886 - val_loss: 1.5492 - val_accuracy: 0.7000
```

Essa etapa do treinamento da Rede provavelmente vai demorar muito tempo. A Rede neural terá mais de milhões de linhas de registros com as escalas das imagens.

Coloca para rodar e vai tomar um café.
Se estiver o Colab provavelmente irá interromper o fluxo.



Verificando a acurácia do modelo

```
[ ] # Realizando as previsões nas imagens de Testes
Previsoes = Modelo.predict( np.array(Lista_Testes) )

# Ajustando a previsão para ser arredondada 0 ou 1
Ajustes_Numerico = np.argmax( Previsoes, axis=1)

# Função para medir a acuracia do Modelo
from sklearn.metrics import classification_report

# Verificando a acuracia do Modelo
print( classification_report( Base_Testes['Classe'], Ajustes_Numerico.flatten() ) )
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.30	1.00	0.46	6
1	0.00	0.00	0.00	14
accuracy			0.30	20
macro avg	0.15	0.50	0.23	20
weighted avg	0.09	0.30	0.14	20


```
[ ] # Função para medir a acuracia do Modelo
from sklearn.metrics import confusion_matrix

# Calculando a Matriz
Matriz = confusion_matrix( Base_Testes['Classe'], Ajustes_Numerico.flatten() )

# Definindo o tamanho da Figura
plt.figure(figsize = (10,5))

# Definindo o titulo
plt.title('Matriz de Confusão')

# Plotando o Gráfico
sns.heatmap(Matriz,
            yticklabels=['Sem Doença', 'Diagnostico'],
            xticklabels=['Sem Doença', 'Diagnostico'],
            annot=True);
```



A Acurácia não foi satisfatória, pelo fato de diminuir a amostra de imagens e diminuir alguns parâmetros de processamento.



Final

Esse guia foi elaborada para demonstrar o de uma rede convolucional

Link do Colab

<https://colab.research.google.com/drive/1NxRswSjPfjNKNnfUBB0ZEzERW4y30BbT?usp=sharing>



Odemir Depieri Jr

Data Intelligence Analyst Sr
Tech Lead
Specialization AI